

業界最小クラス

過酸化水素ガス発生装置

NEW

nanoのDNAを継承したコンパクトモデルでありながら、タッチパネルによる操作性の向上と、除染能力の大幅な強化に加え、分解触媒まで一体化したAll-in-Oneモデル

オートステラー™ micro



安全キャビネット

や パスルーム

の 除染

発売から5年、好評を博しております、
最小クラスの過酸化水素ガス発生装置です。

オートステラー™ nano



装置概要

		NEW
商品名	オートステラー™ nano	オートステラー™ micro
型式	HP-100L	HP-150L
適用容積	標準1m ³ ～高濃度10m ³	標準2m ³ ～高濃度18m ³
除染条件 (推奨値)	温度 20℃以上 湿度 30%以下	同左
電源	AC 100V (3P)	同左
消費電力	100W	200W (開発時)
概算寸法	W130×H130×D130 mm	W150×H230×D190mm
重量	約 1550 g	約 4Kg (開発時)
気化能力	約 0.5 ml/min (固定)	0.3～1.0 ml/min (可変)
注入量	最大 約 30 ml	最大 約 100 ml
発生時間	最大 約 60 min	最大 約 300 min
付属品	電源コード 液注入用シリンジ	同左

適用容積の「標準」は、市販の35%過酸化水素水を使用した場合であり、「高濃度」は弊社専用の高濃度過酸化水素水を使用した場合です。弊社の高濃度式は、簡単かつ効率の良い除染が可能です。




オートステラー™ nano 背面



分解触媒装置


除染時の構成機器 (例)



①～③の機器は、幅×奥行を統一してコンポーネント化しております。小空間での除染を考慮し、スタッキング（重ね置き）が可能です。
新型のオートステラーmicroは ① と ② を一体化した機能強化版です。

構成機器(①～③)、オプション(④～⑥)

- ① オートステラー™ nano ①② オートステラー™ micro (分解触媒一体型)
- ② 分解触媒装置
- ③ 除湿器
- ④ リモートスイッチ (遠隔起動用)
- ⑤ サーキュレーター
- ⑥ 専用過酸化水素水



⑤ サーキュレーター



⑥ 専用過酸化水素水



④ リモートスイッチ